

schülke -+



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek určený pro manuální čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků.

účinný od
0,25%

desam® effekt +

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Nedráždí dýchací cesty
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem schülke wipes

Oblast použití

desam® effekt + je určený k dezinfekci a mytí povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný pro použití ve všech oblastech zdravotnictví.

Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Účinnost

Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Návod na použití

Pracovní roztok se připraví naředěním koncentráту desam® effekt + ve vodě o teplotě 20 °C -25 °C. Rostok se aplikuje otřením. Dbejte na důkladné smočení povrchu zdravotnického prostředku. Není určen k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Nepřekračujte dobu expozice.

CE 1023



desam[®] effekt +

Složení

100 g přípravku **desam[®] effekt +** obsahuje následující aktivní látky:

- 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium chlorid
- 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
- 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 3 g Didecyl dimetylamonium chlorid

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na barevné kovy (měď, mosaz), nelegované oceli, barevně nestabilní materiály, silikony a polykarbonáty. Skladovat v originálních, dobře uzavřených původních obalech v suchých prostorách.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam Effekt + 1 l FL	12/Karton	70002117
Desam Effekt + 5 l KA	1/Kanistr	70002118



Související přípravky

- antifect[®] extra
- terralin[®] protect

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek třídy IIa



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schulke.com

Air Liquide
HEALTHCARE Člen skupiny Air Liquide-Group